

## Anticorps Polyclonal Anti-Gastrin Releasing Peptide (Grp) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07492

Numéro d'article: CM0027681



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Gastrin Releasing Peptide (GRP) humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la libération d'hormones gastro-intestinales, la signalisation du prurit et la mémoire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Gastrin Releasing Peptide (GRP) pAb de lapin                                                                                                         |
| Remarques / Alias  | BN; GRP-10; proGRP; preproGRP; Gastrin Releasing Peptide (GRP)                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 2922                                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-148 du Gastrin Releasing Peptide (GRP) humain (NP_002082.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                  |
| SWISS              | P07492                                                                                                                                               |
| Poids protéique    | 16 kDa                                                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                         |