


Anticorps Monoclonal Anti-Gata1 Pour Wb, Ip, Elisa - P15976

Numéro d'article: CM0003945



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le GATA1 humain, adapté pour le WB, l'IP et l'ELISA.
Immunogène : peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100. Usage en recherche : régulation transcriptionnelle dans le développement érythroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GF1 ; GF-1 ; NFE1 ; XLTT ; ERYF1 ; NF-E1 ; XLANP ; XLTDA ; GATA-1 ; HAEADA ; GATA1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2623
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GATA1 humain (NP_002040.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15976
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace