

Anticorps Polyclonal Anti-Gata2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23769

Numéro d'article: CM0017001



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain GATA2 pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation des gènes endothéliaux et l'immunodéficience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GATA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2624
GeneID	2624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du GATA2 humain (NP_116027.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23769
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace