

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gata2 Pour Ihc-P, Elisa - P23769

Numéro d'article: CM0023603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité détectant spécifiquement le GATA2 humain, un facteur de transcription endothélial clé. Validé pour IHC-P et ELISA, adapté pour l'étude de la régulation transcriptionnelle dans les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-GATA2
Remarques/Alias	DCML ; IMD21 ; NFE1B ; MONOMAC ; GATA2
Espèce	Humain
GeneID	2624
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 240-340 du GATA2 humain (NP_116027.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P23769
Poids Moléculaire Protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace