

Anticorps Polyclonal Anti-Gata3 Pour Wb Et Elisa - P23771

Numéro d'article: CM0024545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GATA3 validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour étudier le développement des lymphocytes T, la différenciation Th2 et l'activation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDR ; HDRS ; GATA3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2625
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de GATA3 humain (NP_001002295.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P23771
Poids moléculaire de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace