

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gata3 Pour Wb, If, Fc - P23771

Numéro d'article: CM0006021



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GATA3 validé pour WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra) et ELISA. Détecte la protéine GATA3 endogène dans les échantillons humains, avec une taille de bande prédite de 48 kDa. Idéal pour la recherche sur la différenciation des lymphocytes T et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GATA3
Remarques/Alias	HDR ; HDRS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2625
GeneID	2625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la GATA3 humaine (NP_001002295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23771
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace