

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gata3 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Numéro d'article: CM0002850



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant GATA3, validé pour le WB, l'IP, l'ELISA, le ChIP et le ChIP-seq sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur la différenciation Th2 et la reprogrammation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HDR ; HDRS ; GATA3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2625
GeneID	2625
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la protéine humaine GATA3 (P23771).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P23771
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace