

Anti-Gata3 Rabbit Polymab® Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Numéro d'article: CM0009454



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant GATA3 (UniProt P23772). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA. Détecte le GATA3 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation des cellules T et Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gata3 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	jal; Gata-3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2625
GeneID	14462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 135-258 de GATA3 de souris (NP_032117.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23772
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace