


Anticorps Polyclonal Anti-Gata4 Pour Wb, Ihc, If/Icc Et Elisa - P43694

Numéro d'article: CM0018012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GATA4 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté pour les études sur le développement cardiaque et les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Espèce	Humain
ID du gène	2626
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 341-440 de la GATA4 humaine (NP_002043.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43694
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace