

Anticorps Polyclonal Anti-Gata6 Pour Wb, Elisa - Q92908

Numéro d'article: CM0024376

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GATA6 (pAb) validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Il reconnaît le GATA6 humain et murin, un facteur de transcription essentiel à l'homéostasie cardiaque, gastrique et cutanée. L'immunogène couvre les acides aminés 70 à 160 du GATA6 humain. Idéal pour les études sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GATA6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2627
GeneID	2627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-160 de la protéine GATA6 humaine (NP_005248.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92908
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace