

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gatad2B (P66-Beta) Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Numéro d'article: CM0029572

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GATAD2B (p66-beta) humaine, validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATAD2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57459
ID du gène	57459
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXI9
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac isotherme