

Anticorps Polyclonal Anti-Gatc Pour Wb, Elisa - 043716

Numéro d'article: CM0027958

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GATC humaine, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la synthèse des protéines mitochondriales et de la transamidation des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATC pAb de lapin
Remarques / Alias	15E1.2; COXPD42; GATC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	283459
ID du gène	283459
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 136 de la GATC humaine (NP_789788.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O43716
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace