


Anticorps Monoclonal Anti-Gatm De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Numéro d'article: CM0005608



Introduction

Anticorps monoclonal anti-GATM de lapin à haute spécificité validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le GATM humain, de souris et de rat (~48 kDa), une enzyme clé de la biosynthèse de la créatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATM Rabbit mAb
Remarques / Alias	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCDS3; FRTS1; GATM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2628
GeneID	2628
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-423 du GATM humain (NP_001473.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50440
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace