


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gatm Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50440

Numéro d'article: CM0027948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GATM humain (glycine amidinotransférase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la biosynthèse de la créatine et la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATM Lapin pAb
Remarques/Alias	AT, RFS, AGAT, FRTS, CCDS3, FRTS1, GATM
Espèce	Humain
GeneID	2628
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 38-423 du GATM humain (NP_001473.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50440
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace