

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gba2 Pour Wb Et Elisa - Q9Hcg7

Numéro d'article: CM0014410

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GBA2 validé pour WB et ELISA. Détecte le GBA2 humain et de souris avec un poids moléculaire prédit de 105 kDa. Idéal pour les études sur la fonction de la glucosylcéramidase non lysosomale dans le métabolisme des lipides, le traitement des acides biliaires et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GBA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57704
GeneID	57704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 708-927 du GBA2 humain (NP_065995.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HCG7
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace