

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gba3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H227

Numéro d'article: CM0025999



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la bêta-glucosidase cytosolique humaine (GBA3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur le métabolisme du glycosylcéramide.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
Espèce	Humain
GenelD	57733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 162 de la GBA3 humaine (NP_001121904.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H227
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace