


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gbe1 Pour Wb, Elisa - Q04446

Numéro d'article: CM0030900



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant GBE1 (enzyme de branchement du glycogène) pour WB et ELISA. Détecte le GBE1 humain, souris, rat, PM prédit 80 kDa. Idéal pour les études sur le métabolisme du glycogène et la GSD IV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2632
GeneID	2632
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du GBE1 humain (NP_000149.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04446
Poids moléculaire	80kDa
Expédition	Sac de glace