

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gbf1 Pour Wb, Elisa - Q92538

Numéro d'article: CM0013677

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GBF1 humain (facteur d'échange de nucléotides guanine spécifique de l'appareil de Golgi résistant à la bréfeldine A), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le GBF1 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-85 du GBF1 humain (NP_004184.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92538
Poids moléculaire de la protéine	206 kDa
Expédition	Sac de glace