


Anticorps Polyclonal Anti-Gbp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32456

Numéro d'article: CM0016871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GBP2 humaine, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins, reconnaissant une protéine de 67 kDa. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBP2 Rabbit pAb
Remarques/alias	GBP2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2634
ID du gène	2634
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P32456
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant