

Anticorps Polyclonal Anti-Gbx2 Pour Wb, Elisa - P52951

Numéro d'article: CM0014871

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine à homéoboîte GBX-2, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la fonction des facteurs de transcription dans l'embryogenèse et le développement. - P52951

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GBX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GBX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de GBX2 humain (NP_001476.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52951
Poids protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace