


Anticorps Polyclonal Anti-Gc1Q R/C1Qbp Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07021

Numéro d'article: CM0020813



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin ciblant GC1q R/C1QBP humain (p32, HABP1, gC1qR). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour les études du système du complément, de la fonction mitochondriale et des interactions hôte-agent pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GC1q R/C1QBP Rabbit pAb
Remarques/alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	708
GenelD	708
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74-282 de GC1q R/C1QBP humain (NP_001203.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q07021
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace