


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gc1Q R/C1Qbp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07021

Numéro d'article: CM0003638



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GC1q R/C1QBP humain (p32, HABP1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier l'inflammation, la cascade du complément et la biologie mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-GC1q R/C1QBP
Remarques/Alias	p32 ; HABP1 ; gC1qR ; GC1QBP ; SF2p32 ; gC1Q-R ; COXPD33 ; SF2AP32 ; GC1q R/C1QBP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	708
ID du gène	708
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100-200 du GC1q R/C1QBP humain (Q07021)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07021
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace