

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcat Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Numéro d'article: CM0016271

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GCAT humaine (2-amino-3-cétobutyrate coenzyme A ligase) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible mitochondriale impliquée dans la synthèse de la glycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	KBL; GCAT
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	23464
ID du gène	23464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-419 de la GCAT humaine (NP_055106.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75600
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace