


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcdh Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

Numéro d'article: CM0028258



Introduction

Un anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement GCDH, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec une réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier la déshydrogénase du glutaryl-CoA dans le catabolisme des acides aminés et la recherche sur l'acidurie glutarique de type I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin GCDH
Remarques/Alias	GCD ; ACAD5 ; GCDH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2639
GeneID	2639
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-438 de GCDH humain (NP_000150.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92947
Poids Moléculaire Protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace