


Anticorps Polyclonal Anti-Gch1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Numéro d'article: CM0017572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GCH1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le GCH1 natif dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la tétrahydrobioptérine, la synthèse de la dopamine et la sensibilité à la douleur.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GCH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2643
GeneID	2643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-250 du GCH1 humain (NP_000152.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30793
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace