


Anticorps Polyclonal Anti-Gckr Pour Wb, Elisa - Q14397

Numéro d'article: CM0027929



Introduction

GCKR Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit chez le lapin, validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît le GCKR humain, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la régulation de la glucokinase et le métabolisme des glucides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCKR Rabbit pAb
Remarques/Alias	GKRP ; FGQTL5 ; GCKR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2646
GeneID	2646
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du GCKR humain (NP_001477.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14397
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace