

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gclc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Numéro d'article: CM0011167

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin GCLC fiable pour les applications WB, IHC-P, ELISA ; détecte la GCLC humaine et de rat, l'enzyme limitante dans la biosynthèse du glutathion, pertinente pour la recherche sur le stress oxydatif et l'anémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin GCLC
Remarques/Alias	GCL ; GCS ; GLCL ; GLCLC ; GCLC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2729
GeneID	2729
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 538-637 de la GCLC humaine (P48506)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P48506
Poids protéique	73 kDa
Expédition	Sac de glace