

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gclc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Numéro d'article: CM0018705

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GCLC (sous-unité catalytique de la glutamate-cystéine ligase), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris, le rat. Pour les études sur la biosynthèse du glutathion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCLC Rabbit pAb
Remarques / Alias	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2729
GeneID	2729
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48506
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace