

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gclm Pour Wb, Elisa - P48507

Numéro d'article: CM0003890

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la GCLM humaine pour des applications WB et ELISA. Utile pour l'étude de la biosynthèse du glutathion et des voies du stress oxydatif. Reconnaît la sous-unité régulatrice de 31 kDa de la glutamate-cystéine ligase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCLM Rabbit mAb
Remarques / Alias	GLCLR; GCLM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2730
GeneID	2730
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 175-274 de la GCLM humaine (P48507).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P48507
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace