

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gclm Pour Wb Et Elisa - P48507

Numéro d'article: CM0016602

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la GCLM humaine (sous-unité modificatrice de la glutamate-cystéine ligase). Validé pour WB et ELISA, il détecte la GCLM dans des échantillons humains et murins. Outil essentiel pour la recherche sur la biosynthèse du glutathion et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCLM Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLCLR; GCLM
Espèce	Humain
GeneID	2730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 274 de la GCLM humaine (NP_002052.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48507
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace