

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gclm Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48507

Numéro d'article: CM0027300

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GCLM humaine (glutamate-cystéine ligase, sous-unité modificatrice), validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse du glutathion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCLM Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLCLR, GCLM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-274 de la GCLM humaine (NP_002052.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48507
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace