

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Pour Wb Et Elisa - Q92616

Numéro d'article: CM0018280

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GCN1L1 humain (GCN1), un capteur de collisions ribosomiques impliqué dans le contrôle qualité de la traduction et la réponse au stress. Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité vis-à-vis d'échantillons humains. Poids moléculaire prédit : ~293 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé par KO] GCN1L1 pAb de lapin
Remarques/alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2462-2671 de GCN1L1 humain (NP_006827.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q92616
Poids de la protéine	293 kDa
Expédition	Sac de glace