

Anticorps Polyclonal Anti-Gcn1L1 (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - Q92616

Numéro d'article: CM0023554

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GCN1L1 humain (GCN1L1, PRIC295), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur les collisions de ribosomes et la réponse intégrée au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] GCN1L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10985
GenelD	10985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2462-2671 du GCN1L1 humain (NP_006827.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q92616
Poids Protéique	293kDa
Expédition	Sac de glace