


Anticorps Polyclonal Anti-Gcn2 (Lapin) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Numéro d'article: CM0016880



Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité dirigé contre le GCN2 humain (EIF2AK4), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la privation d'acides aminés et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCN2; PVOD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	440275
GeneID	440275
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2K8
Poids de la protéine	187kDa
Expédition	Sac de glace