


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Numéro d'article: CM0026279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GCN2 humain (EIF2AK4), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. GCN2 est une kinase détectant le stress qui phosphoryle eIF-2 α , régulant la traduction pendant la privation d'acides aminés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GCN2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GCN2; PVOD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	440275
GeneID	440275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de GCN2 humain (NP_001013725.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2K8
Poids Moléculaire Protéique	187 kDa
Expédition	Sac de glace