

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcnt3 Pour Wb Et Elisa - 095395

Numéro d'article: CM0015864

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GCNT3 humaine, une enzyme de ramification des O-glycanes de type core 2/4 de mucine. Validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche en glycobiologie et sur la biosynthèse des mucines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCNT3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	9245
ID du gène	9245
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-180 de la GCNT3 humaine (NP_004742.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95395
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac isothermique