


Anticorps Polyclonal Anti-Gcsh Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23434

Numéro d'article: CM0018157



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GCSH humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le GCSH endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour les études sur le métabolisme de la glycine et la lipoylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GCSH Lapin pAb
Remarques/Alias	GCE; NKH; GCSH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2653
GeneID	2653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-173 du GCSH humain (NP_004474.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23434
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace