


Anticorps Polyclonal Anti-Gdap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tb36

Numéro d'article: CM0027920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GDAP1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur la fission mitochondriale et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GDAP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54332
ID de Gène	54332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 du GDAP1 humain (NP_001035808.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TB36
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace