

Anticorps Polyclonal Anti-Gdf-8/Myostatine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14793

Numéro d'article: CM0029826



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GDF-8/Myostatine, validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la croissance musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GDF-8/Myostatine pAb de lapin
Remarques / Alias	GDF8 ; MSLHP ; GDF-8/Myostatine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2660
ID du gène	2660
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 267-375 de la GDF-8/Myostatine humaine (NP_005250.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14793
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace