


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gdf-8/Myostatine Pour Wb Et Elisa - O14793

Numéro d'article: CM0005733



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GDF-8/Myostatine humain (O14793), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la croissance du muscle squelettique et le développement de tests de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin GDF-8/Myostatine
Remarques/Alias	GDF8; MSLHP; GDF-8/Myostatine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2660
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-375 du GDF-8/Myostatine humain (NP_005250.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14793
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace