

Anticorps Monoclonal Anti-Gdf15 Pour Wb Et Elisa - Q99988

Numéro d'article: CM0007137



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le facteur de croissance/différenciation 15 humain (GDF15), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la réponse au stress, la régulation métabolique, la cachexie cancéreuse et les mécanismes de nausée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GDF15 Lapin mAb
Remarques/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9518
ID de Gène	9518
Immunogène	Peptide synthétique situé dans les acides aminés 100-200 du GDF15 humain (NP_004855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99988
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace