

Anticorps Polyclonal Anti-Gdf15 Pour If/Icc, Elisa - Q99988

Numéro d'article: CM0021676



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-GDF15 est validé pour IF/ICC et ELISA, spécifique au GDF15 humain, une hormone impliquée dans la régulation de l'appétit, la cachexie cancéreuse et les nausées de grossesse. Convient pour la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GDF15 Lapin pAb
Remarques/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9518
GeneID	9518
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 197-308 du GDF15 humain (NP_004855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99988
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace