

Anticorps Polyclonal Anti-Gdf9 Pour Wb, Elisa - O60383

Numéro d'article: CM0026318

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de croissance/différenciation 9 (GDF9) humain pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile dans la recherche sur la folliculogenèse ovarienne. UniProt O60383.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GDF9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	POF14 ; GDF9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2661
GeneID	2661
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 205-454 du GDF9 humain (NP_005251.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60383
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace