

Anticorps Polyclonal Anti-Gdi1 Pour Wb Et Elisa - P31150

Numéro d'article: CM0025152

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GDI1 humain (inhibiteur alpha de la dissociation du GDP des Rab), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le GDI1 humain et de souris. Idéal pour l'étude de la régulation des protéines Rab, du trafic membranaire et des troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GDI1 Lapin pAb
Remarques/Alias	1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2664
GeneID	2664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 188-447 du GDI1 humain (NP_001484.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P31150
Poids de la Protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace