

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gdi2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P50395

Numéro d'article: CM0028654

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GDI2 humaine (Rab GDP dissociation inhibitor beta), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Adapté aux échantillons humains, de souris et de rat. Offre une détection fiable pour la recherche sur le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] GDI2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2665
Identifiant du gène	2665
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-445 de la protéine GDI2 humaine (NP_001485.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50395
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace