

Anticorps Monoclonal Anti-Gelsoline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numéro d'article: CM0006017



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Gelsoline humaine (P06396). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la dynamique de l'actine, le cytosquelette et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gelsoline mAb de lapin
Remarques/Alias	ADF; AGEL; Gelsoline
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2934
GeneID	2934
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de la Gelsoline humaine (NP_000168.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P06396
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace