

Anticorps Polyclonal Anti-Gelsoline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06396

Numéro d'article: CM0019479



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Gelsoline humaine (ADF, AGEL), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient aux études du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gelsoline pAb de lapin
Remarques/Alias	ADF ; AGEL ; Gelsoline
Espèce	Humain
GeneID	2934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-438 de la Gelsoline humaine (NP_000168.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06396
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace