

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gelsoline [Validé Kd] Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numéro d'article: CM0004861

Introduction

[Validé KD] Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-Gelsoline pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Reconnaît la Gelsoline humaine (P06396), 86 kDa. Convient aux études du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] Gelsoline mAb Lapin
Remarques/Alias	ADF; AGEL; [Validé KD] Gelsoline
Espèce	Humain
GeneID	2934
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-782 de la Gelsoline humaine (NP_000168.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06396
Poids de la Protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace