

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gelsoline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Numéro d'article: CM0023407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KD ciblant la gelsoline humaine (ADF, AGEL). Convient pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. La gelsoline module la dynamique des filaments d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Gelsoline pAb Lapin
Remarques/Alias	ADF ; AGEL ; [Validé KD] Gelsoline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-782 de la gelsoline humaine (NP_000168.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06396
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace