

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gem Pour Wb, Elisa - P55040

Numéro d'article: CM0026538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine GEM (KIR) liante au GTP humaine pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains ; idéal pour étudier la transduction du signal médiée par GEM au niveau de la membrane plasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GEM Rabbit pAb
Remarques / Alias	KIR ; GEM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	2669
Identifiant du gène	2669
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la GEM humaine (NP_005252.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55040
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace